

תודה שרכשתם מכשיר תוצרת חברת ד"ר גב.
חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים ארגונומיים
עם דגש על בריאות ונוחות.

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום יומית? עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.

עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.


גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!

מדריך למשתמש

כורסת עיסוי LIBERTE

דגם: A16



קראו את המדריך למשתמש כדי שתוכלו להשתמש במוצר בצורה הנכונה.

שמרו את המדריך לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות חשובות

סביבות הפעלה

- אין להשתמש או לאחסן את כורסת העיסוי בסביבה לחה: כגון חדר אמבטיה, סאונה או ספא כדי למנוע עובש, התחשמלות, שריפה או כשל מכני.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי בחוץ.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי בתנאים מאובקים, מלוכלכים וענניים בחמצן.
- אין למקם את כורסת העיסוי בסמוך לתנור חימום, כיריים או תחת קרינת השמש כדי למנוע התחממות יתר של רכיבים פנימיים ומניעת שריפה.
- יש להקפיד למקם את כורסת העיסוי על קרקע שטוחה ומפולסת.
- את חלק התושבת יש למקם על קרקע שטוחה.
- למניעת התחשמלות אנא הקפידו לחבר את הכורסה לארקה.
- אין להשתמש בכורסה תוך כדי עישון.
- כורסה זו מיועדת לשימוש כמתואר במדריך זה בלבד.
- אם הבחנתם בקרע בבד הכורסה ו/או באחד המנגנונים הפנימיים של הכורסה, אל תשתמשו בה עד פנייתכם למחלקת השירות.
- כל התעסקות ברכיבים הפנימיים של כורסה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לתקלה.
- אם נשפכים נוזלים כלשהם על הכורסה בזמן השימוש, יש להפסיק את פעולתה באופן מיידי כדי למנוע סיכון של קצר חשמלי, ולחדש את השימוש בכורסה רק כשהיא במצב נקי ויבש.
- למיעת סכנת פציעה אין להשתמש בכורסה כאשר אתם בעצמכם רטובים, ולעולם אין לנסות לחבר או לנתק את מקור החשמל בידיים רטובות.
- השימוש בכורסה זו מוגבל לאדם אחד בו זמנית.
- אם חוויתם כאב בזמן השימוש בכורסה זו, הפסיקו את השימוש מיידי והיוועצו ברופא.



- היפרפלזיה חמורה בעצמות.
- הריון או במהלך מחזור.
- שימוש בתרופה בפיקוח רופא.
- כיפוף יוצא דופן בגב בעקבות תאונה או מחלה.
- צורך בסביבה שלווה.
- מחלת דלקת הפרקים.
- קוצב לב מושתל למטרה רפואית.
- מחלת מעיים (כגון דלקת קיבה, דלקת במעי הדק, שלשול, צהבת).
- בעיה חמורה בזרם הדם.
- בעיות הכרה.
- קדחת.

⚠ אזהרה

ילדים מתחת לגיל 18 או אנשים עם בעיות מיוחדות (כגון פסיכוזא, ליקוי נפשי, שיתוק) אינם רשאים להפעיל את כורסת העיסוי, במקרה של התחשמלות, פציעות או תקלות במנגנון.

משתמש הלוקה בתופעות להלן נדרש להתייעץ עם רופא

לפני השימוש

- גידול ממאיר.
- מחלת לב חמורה.
- מחלת עור חמורה.




הגב שלך.
המומחיות שלנו.

מטעמי בטיחות ובכדי לציין בבירור סכנות אפשריות בעת שימוש לא נכון בכורסה, הוראות יסומנו באופן הבא ויש להכירן.


⊘ אזהרות

	טכנאים לא מקצועיים אינם רשאים לפרק או לתקן את הכורסה כדי למנוע שריפה, התחשמלות או פגיעה חמורה.
	אין להרטיב את המתג בעת הניקוי כדי למנוע תקלות בידוד, התחשמלות או קצר חשמלי.
	בעת אחסון או טיפול בכורסה הקפידו לנתק את תקע החשמל מהשקע. אין לנתק את התקע בידיים רטובות.
	הקפידו לכבות ולנתק את תקע החשמל בעת ניקוי או אחסון הכורסה. במהלך ניקוי או הזזת הכורסה הקפידו לנתק את כבל החשמל כדי למנוע שריפה או התחשמלות.
	אין למקם את הכורסה על משטח בלתי יציב כדי למנוע כשל בידוד, התחשמלות או התהפכות. בעת הפעלת הכורסה הקפידו לנתק את תקע החשמל כדי למנוע שריפה עקב זליגת חשמל.
	יש לנקות את תקע החשמל מעת לעת כדי למנוע שריפה עקב אבק.
	אין להשתמש בכורסה במקומות בלתי בטוחים או למטרות אחרות. אלו הגורמים העיקריים לתאונה או נזק לכורסה.
	אין לאחסן את הכורסה על משטח בלתי יציב. רעידת אדמה בלתי צפויה או כוח חיצוני יגרמו לנזק או לפציעה.
	שמרו את כבל החשמל בלתי ללא סיבוכים בכל עת, כלומר לא מעוות, עם קשרים, מכופף או משוך, ואל תניחו עליו שום דבר כבד.
	לכורסה יש משטח מחומם. אנשים חסרי רגישות לחום נדרשים להיות זהירים בעת השימוש בכורסה.
	אין לאפשר שינוי המבנה או הרכיבים על ידי אדם בלתי מורשה. למניעת התחשמלות, קצר או שריפה אל תאפשרו פירוק של הכורסה על ידי אדם בלתי מורשה.
	אין לאחסן את הכורסה בסמוך לאש או חומרים דליקים. זו אחת הסיבות לפגיעה, סטייה או נזק לכורסה.
	במקרה מצב חריג כלשהו (כגון ניחוח שריפה), יש להפסיק את השימוש מיד ולנתק את תקע החשמל מהשקע. המשך הפעלה במצב חריג יגרם לשריפה או להתחשמלות, אנא פנו למוכר המקומי או לסוכן שירות מורשה לצורך תחזוקה.
	אין למקם את הכורסה על משטח בלתי יציב כדי למנוע כשל בידוד, התחשמלות או התהפכות.
	יש להשתמש במתח מדורג בלבד.
	יש להפסיק את השימוש מיידית אם כבל החשמל או תקע החשמל ניזוקים או משתחררים.
	יש להקפיד להרחיק ילדים במהלך ההפעלה כדי למנוע כל סכנה.
	אין להשתמש לעולם תחת השמש.
	אם כבל החשמל פגום יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן או סוכניו המורשים לצורך תיקון או תחזוקה כדי למנוע כל סכנה.

חלקי הכורסה




(חזית)



(גב)

הוראות תפעול השלט הרחוק




תצוגת LCD:

- | | |
|--|--|
| <p>G פונקציית אניון (אם רלוונטי)</p> <p>H AI: תצוגת שליטה קולית (אם רלוונטי)</p> <p>I מיקום ראשי העיסוי בגב</p> <p>J חימום פועל/כבוי</p> <p>K זווית הטיית המשענת</p> | <p>A מצב אוטומטי: ישנם חמישה מצבים</p> <p>B מהירות: תצוגת מהירות ראשי העיסוי בגב</p> <p>C ראשי עיסוי: תצוגת מהירות עיסוי בכפות רגליים</p> <p>E כרית אוויר: תצוגת עוצמת כרית האוויר</p> <p>F זמן: זמן עיסוי</p> |
|--|--|

כאשר הכורסה פועלת, לחצו על לחצן זה כדי לעבור למצב אוטומטי. זמן העבודה המוגדר כברירת מחדל הוא 15 דקות. למצב המתנה לחצו שוב על לחצן זה. לכוונן זמן העיסוי בשלבים של 5 דקות לחצו על לחצן זה תוך שכורסה העיסוי פועלת.

- לחצן זה משמש לכניסה למצב עיסוי של הגוף כולו בלחץ אוויר אוטומטי.
- להפעלה/כיבוי של העיסוי בלחץ אוויר של הכתפיים והזרועות לחצו על לחצן זה.
- לחצן זה משמש להפעלה/כיבוי של עיסוי הראש והישבן בלחץ אוויר.
- לחצן זה משמש להפעלה/כיבוי של עיסוי השוקיים וכפות הרגליים בלחץ אוויר.
- לחצן זה משמש לכוונן את עוצמת העיסוי באמצעות כרית האוויר.
- עיסוי אוטומטי לכל הגב.
- עיסוי של הצוואר והכתפיים.
- עיסוי של המותניים.
- כיוון ראשי העיסוי של הצוואר והגב.
- עוצמת העיסוי לצוואר והגב.
- חמישה מצבי עיסוי אוטומטיים לכל הגוף.
- מצב אפס כבידה.
- כורסה מוגבהת.
- כורסה מונמכת.
- הגדרת זמן.

- | | |
|----|---|
| 15 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 16 |  |



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

ראשי עיסוי ישבן וכפות רגליים: מופעל כברירת מחדל, 1 מופעלים ראשי העיסוי בישבן (ללא כפות הרגליים), 2 מופעלים ראשי העיסוי בכפות רגליים (העיסוי בישבן כבוי), 3 מופעלים ראשי העיסוי בישבן ובכפות הרגליים, 4 מכובה העיסוי בישבן ובכפות הרגליים.



17

עוצמת עיסוי כפות רגליים: לחצו לבחירה מבין 3 עוצמות עיסוי.



18

פונקציית חימום מותניים ושוק.



19

נעילת ילדים: לחיצה ארוכה להפעיל/לכבות את הפונקציה.



20

הוראות התקנה

הוראות לחיבור Bluetooth:



פונקציית ה-Bluetooth מופעלת כברירת מחדל. הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון הנייד ומצאו את כורסת העיסוי massage chair, קוד ההתאמה הוא 8888.

התקנה של תושבת השלט רחוק:

- שלב 1: הכניסו את מוט ההברגה לחור.
- שלב 2: סובבו את מוט ההברגה עד הסוף בכיוון השעון.
- שלב 3: מקמו את השלט רחוק על התושבת.




חיבור צינור אוויר של כרית הראש:





חיבור כרית הגב:

חיבור כרית המושב:



חיבור הספק (חיבור פונקציית החימום)




שקע חשמל



צינור אוויר

שימו לב לפני השימוש:

1. בדקו האם כבל החשמל מעוך תחת הכורסה.
2. ודאו שהספק מוארק היטב.
3. לפני הכנסת התקע, וודאו שכל לחצני הפעולה ומתג ההפעלה כבויים.
4. מומלץ להניח שטיח מתחת לכורסה להגנה על הרצפה.



משכנו את משענת הגב לאחור לזווית מסוימת, השתמשו בגלגלים המובנים כדי להזיז את הכורסה כאשר אתם צריכים לעשות זאת, ומומלץ לעשות זאת בעזרת לפחות אדם אחד נוסף.

הוראות בטיחות

1. במקרה של תופעה חריגה כלשהי, כבו ונתקו את תקע החשמל מהשקע.
2. אם כבל החשמל פגום יש להחליפו בכבל חשמל מתאים.

⚠ אזהרה: יש למנוע פירוק, התאמה או שינוי של רכיבים על ידי אדם לא מורשה כדי למנוע התחשמלות או שריפה.

טיפול ותחזוקה יומיומיים

מדריך אחסון

- אין לפרק את גב הכורסה. זרם החשמל עלול לבוא במגע עם אלמנטים פנימיים בכורסה.
- אין לאפשר פירוק של הכורסה על ידי אדם לא מורשה, כדי למנוע התחשמלות או שריפה.
- הקפידו לכבות ולנתק את תקע החשמל בעת הניקוי, כדי למנוע התחשמלות או סכנה.
- שמרו על כורסת העיסוי נקייה ונטולת אבק. אין למקם את כורסת העיסוי בסביבה לחה.
- אם הכורסה אינה בשימוש במשך תקופה ארוכה, אנא כסו אותה למניעת כניסת אבק.
- אין למקם את כורסת העיסוי תחת אור השמש.

תחזוקה

- השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי בלבד.
- השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי לניקוי כרית הגב, כרית הראש וכרית הרגליים. הניחו להתייבש.
- השתמשו בחומר ניקוי ובד לניקוי הפלסטיק, הצינור וחומר העור של כורסת העיסוי.
- הקפידו לא להשתמש לניקוי בממסים אורגניים כמו בנזין, עמיל אצטט, בנזן כדי למנוע דהייט צבע, התיישנות או קריעה של העור.
- למניעת התחשמלות או שריפה אין לרסס חומר הדברה.
- למניעת כשל מכני יש לנקות עם מטלית יבשה.

תחזוקת הבקר

- אין למקם את כורסת העיסוי בסמוך לתנור חימום או אש.
- למניעת התחשמלות יש להרחיק מלחות.
- אבק יש לנקות באמצעות מטלית רכה או מברשת קטנה.
- יש להקפיד שלא להשתמש בחומרי ניקוי נדיפים כמו בנזן, עמיל אצטט.

פתרון תקלות

בשימוש תכוף יש לבצע בדיקה.
וודאו שהכורסה פועלת כרגיל לפני השימוש.

תקלה	פתרון
תקלת הפעלה ונורית חיווי כבויה	• וודאו שהתקע מחובר • וודאו שמתג הכורסה במצב "I"
צליל בעת הפעולה	יישמע צליל במצבים הבאים: • צליל בעת עיסוי לישא או נקישא • שינוי צליל לאחר התאמת המהירות • צליל מהתיבה בעת העיסוי • צליל רטט ממשענת הגב בעת עיסוי • צליל כניסת ופליטת אוויר • צליל ניפוח ואוורור כרית האוויר • צליל בעת התאמת הרגל • צליל מנוע כאשר כורסת העיסוי טעונה

מפרט

שם	כורסת עיסוי LIBERTE
מתג מדורג	100~240v, 50~60Hz
הספק מדורג	120 וואט
זמן עבודה מדורג	15 דקות
רמת אבטחה	I Class



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תעודת אחריות

תודה שרכשת מוצר מתוצרת חברת ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו
ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.
האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך הרכישה.

חתימה וחתימת

מקום הרכישה

תאריך

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111



משרדי הנהלה:

פארק לב הארץ, צומת קסם. תד 600, ראש העין, 48105 | טל. 03-9533111, פקס. 03-9511666 | dr-gav@dr-gav.co.il, www.dr-gav.co.il