

- יש להכניס את התקע החשמלי אל תוך השקע בצורה מלאה והדוקה. ולא, התחשמלות או שריפות עלולות להיגרם כתוצאה מחימום יתר.
- יש להסיר לכלוך, כגון אבק על התקע החשמלי, בפרקי זמן קבועים. ולא, עלולות להיגרם שריפות כתוצאה מבידוד לקוי, בגלל גורמים כגון לחות (יש לנגב את התקע החשמלי במטלית יבשה).
- במקרה של תופעה בלתי רגילה, או כשל, הפסק את פעולת המכשיר באופן מיידי, ומשוך את התקע החשמלי מתוך השקע כדי להמנע מיצירת עשן, אש או התחשמלות.
- דוגמאות לתופעות בלתי רגילות או כשלים:
 - המכשיר לא נכנס לפעולה לאחר שמתג ההפעלה מועבר למצב ON
 - לאחר הזנת הכבל החשמלי, המכשיר פועל ומפסיק לסירוגין.
 - במהלך הפעולה, המכשיר משחרר ריח שרוף או משמיע קולות לא רגילים
 - המכשיר משנה את צורתו, או מתחמם בצורה לא רגילה.
 - אם אחד או יותר מהתופעות או הכשלים האלה מתרחש, אנא פנה באופן מיידי למרכז השירות המורשה לצורך בדיקה ותיקון של המכשיר.
 - אין להניח את כרית הגב בין משענת הגב והכיסוי האחורי.
 - אי ציות להוראה זו יכול לגרום לכשל של המכשיר.
 - כשמזיזים את המכשיר, יש להחזיק אותו מהמסגרת.
 - אי ציות להוראה זו יכול לגרום לכשלים של המכשיר, או לפגיעות של המשתמשים.
 - השימוש במכשיר אסור לאנשים הבאים:
 - אנשים אשר הרופא אסר עליהם לבצע עיסוי, כגון אנשים בעלי טרומבוזות, מפרצות בעורקים, מפרצות בוורידיים, דלקות עור שונות (כגון דלקת רקמה תת עורית) או זיהומי עור שונים.
 - אי ציות להוראה זו יכול לגרום להחמרת המחלה
 - לאנשים הבאים אסור לבצע עיסוי באיזור המותניים:
 - אנשים עם לומבגו חריף, פריצת דיסק או תזוזה של חוליה מותנית
 - אנשים בעלי שינויים מבניים או כאבים במפרק הירך.
 - אי ציות להוראה זו יכול לגרום להחמרת המחלה
 - אין להניח את הידיים, הזרועות או הרגליים על כיסוי הבד של החלקים הנעים של גלגלי העיסוי במשענת הגב.
 - אסור לילדים להשתמש במכשיר. הרחק את הילדים ומנע משחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לטפס על איזור העיסוי של הרגליים, על המושב, על משענת הגב או משענות הידיים.
 - אין לטפס על משענת הגב או משענות הידיים.
 - אין להשען או לשבת על משענת הגב.
 - אל תקרב את ראשך לאיזורים של משענת הגב והכיסוי האחורי.
 - אין לאפשר שימוש במכשיר לאנשים אשר אינם יכולים לבטא את עצמם בצורה מובנת, או אינם יכולים להפעיל את המכשיר.
 - בזמן עיסוי צוואר, יש לשים לב לכיווני התנועה של גלגלי העיסוי, ולא לעסות בכוח חזק מדי, וכן לא לעסות את החלק הקדמי של הצוואר.
 - אי ציות להוראות אלה עלול להוביל לתאונות או פציעות.
 - אין לפגוע בכבל החשמל או בתקע החשמלי.
 - (אין לפגוע, לכופף, כבוח, לפתל או למשוך בחוזקה את החבל החשמלי או התקע החשמלי, ואין למקם את הכבל החשמלי או התקע החשמלי בקירבה למקור חום, או לקשור או לחבר חפצים כבדים לכבל החשמלי או לתקע החשמלי.)
 - כבל חשמלי שניזוק, או תקע חשמלי שניזוק, עלולים לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפות. אנא צור קשר עם החנות שממנה קנית את המכשיר, או מרכז שירות מורשה ייעודי לגבי אופן התחזוקה של הכבל החשמלי או התקע החשמלי.
 - כאשר משתמשים בגלגלי העיסוי ובחימום, יש להמנע ממגע ממושך עם העור במקום אחד.
 - אין להשתמש בעיסוי החימום לבריכים למשך זמן ממושך.
 - אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לכוויות מסוג "חום נמוך".
 - * אף אם הטמפרטורה היא יחסית נמוכה (60-40 מעלות), כוויות מסוג "חום נמוך" עלולות לקרות לאחר מגע למשך זמן ארוך עם העור (וזאת למרות שלא מרגישים חום רב או תחושת כאב).
 - אין לגרום נזק לחלק שמחמם את הבריכים במכשיר.
 - אין להחזיר סיכות או מחטים אל המכשיר
 - אין לחתוך את המכשיר בכלי חיתוך.
 - אם גוף החימום הפנימי ייזוק, קיים סיכון להתחשמלות או שריפה.
 - אין להכניס את התקע החשמלי, או למשוך אותו החוצה, בידיים רטובות.
 - אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות.

- תודה שקנית את כורסת העיסוי של ד"ר גב.
- לפני השימוש בכורסת, נא לקרוא חוברת הסברה זו בעיון.
- **אמצעי בטיחות**
- הוראות בטיחות חשובות
- חובה לציית ולפעול על פי הוראות הבטיחות שלהלן במהלך השימוש, על מנת למנוע פגיעות ופציעות לאדם, ונזק לרכוש.
- כל הוראות הבטיחות מפורטות בהתאמה למידת הפגיעה או הנזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון.
- **אזהרה - פעולות שעלולות לגרום לפגיעה חמורה או מוות.**
- **אזהרה - פעולות שעלולות לגרום לפגיעה קלה או נזק לרכוש.**
- **לפני השימוש במוצר, האנשים אשר מטופלים, או אשר סובלים מהתסמינים הבאים, צריכים להתייעץ עם רופא.**
- 1. אנשים בעלי קוצב לב או איזור רפואי אלקטרוני מושתל אשר עלול להיפגע מהפרעות אלקטרוניות.
- 2. אנשים הסובלים מגידולים ממאירים.
- 3. אנשים בעלי מחלות לב
- 4. אנשים שאובחנו לוקים ביכולת לחוש טמפרטורות.
- 5. נשים בהריון, או שילדו לאחרונה
- 6. אנשים בעלי הפרעה תחושתית כתוצאה מסכרת או הפרעה בזרימת הדם לאברים הפריפריאליים.
- 7. חולים בעלי אוסטאופורוזיס או שברים בעמוד השידרה, או אנשים הסובלים כאבים כתוצאה ממחלות חריפות כגון כאבי שרירים או נקעים
- 8. אנשים בעלי פגיעות באברי הגוף העוברים עיסוי.
- 9. אנשים בעלי טמפרטורת גוף מעל 38 מעלות (כלומר, סובלים מחום), לדוגמה, אנשים הסובלים מתסמינים חמורים של דלקת חריפה כגון תשישות, צמרמורת קרות, שינויים בלחץ הדם או אנשים בעלי בריאות רופפת).
- 10. אנשים שאינם חשים בטוב, או אלו החייבים לנוח.
- 11. אנשים בעלי מבנה שלד לא תקין, או מעוקם.
- 12. אנשים בעלי פריצת דיסק.
- 13. אנשים החשים מאוד לא בנוח (מלבד המצבים המפורטים למעלה).
- **שימוש במוצר שלא בהתאם לסייגים האלו עלול לגרום לפגיעות או אי נוחות גופנית.**
- אם הינך חש תחושות גופניות לא רגילות במהלך השימוש במוצר, או חוסר השפעה לאחר השימוש, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי, ולהתייעץ בנושא זה עם הרופא המטפל.
- שימוש במוצר שלא בהתאם לסייגים האלו עלול לגרום לפגיעות או אי נוחות גופנית.
- לפני תחילת העיסוי או שינוי תנוחת משענת הגב, או איזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים, יש להבטיח שאין איש או בעל חיים בקירבה למוצר (מקדימה, מאחורה, מתחת או בצדדים).
- לפני השימוש, יש להבטיח שאין חפץ זר בין משענת הגב והכיסוי האחורי.
- שימוש במוצר שלא בהתאם לסייגים האלו עלול לגרום לפגיעות או אי נוחות גופנית.
- לפני השימוש, יש להרים את הכרית ולבדוק האם חלקי הריפוד או החלקים הנעים של גלגלי העיסוי, או חלקים אחרים, ניזוקי. (גם במקרה שהריפוד ניזוק במידה מסוימת, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי, להוציא את התקע החשמלי, ולשלוח את המוצר לתיקון).
- אם הינך משתמש במוצר כאשר חלקי הריפוד פגומים, אתה עלול להיפצע או להתחשמל.
- בשימוש הראשון, יש לבחור באפשרות ההפעלה AM Routine.
- אין להפעיל את העיסוי למשך יותר מ- 30 דקות בכל פעם.
- אין לבצע עיסוי על איזור אחד למשך יותר מ- 5 דקות.
- אם אחת או יותר מהנחיות הבטיחות הללו אינה מיושמת, אתה עלול לסבול מנזק חמור או להיפצע.
- לאחר כל שימוש, יש להעביר את מתג ההפעלה למצב "0", ואז למשוך את התקע החשמלי מהשקע.
- אם הנחיה זו לא תבוצע, תאונה או פגיעה עלולות להתרחש כתוצאה מהתנהגות לא זהירה של ילדים.
- יש לבצע את ההנחיות לגבי השימוש בשקע חשמלי וחיבור מכשירים לחשמל.
- יש להשתמש במתח חשמלי של 220 - 240V ותדר 50/60 Hz.
- (אין להשתמש במוצר כמדינה אחרת, או לחבר אותו בעזרת שנאי לא של היצרן).
- אם הנחיה זו לא תבוצע, עלול להיגרם כשל למכשיר, התחשמלות או אפילו שריפה כתוצאה מחימום יתר.

- אין להרכיב מחדש, לפרק או לנסות לתקן את המכשיר ללא אישור.
- אי ציות להוראה עלול לגרום לשריפה, תנועות לא רצויות של המכשיר, או פציעות גוף.
- תמיד יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר, אם הינך:
 - (1) אדם רזה במיוחד, או אדם הסובל מאיבוד רקמת שריר
 - (2) אדם הסובל מכאבי גב תחתון חזקים, בגלל בעיות בעצמות או באיברים הפנימיים.
 - (3) אדם הנוטה לסבול מנקעים או סימני חבלות על העור
 - (4) אדם הנוטה לסבול מבחילות בזמן נסיעה במכונית או שיט בים, או מתגובה חזקה כלשהי בזמן נסיעה באמצעי תחבורה אחר.
 - (5) אדם אשר עבר ניתוח לב, או ניתוח אחר הקשור באיברים הפנימיים.
- אי ציות להוראות אלה עלול לגרום להחמרת הבעיה הבריאותית.
- לפני הישיבה על המכשיר, וודא שאין כל חפץ זר בין חלקי המכשיר. (הבטח שאין חפץ זר על הכיסוי האחורי, משענת הגב, משטח המושב ואיזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים, או תחוב בקרבת כרית הגב).
- אחרת, עלולים להיגרם תאונות פציעות או כשלים של המכשיר בגלל תפיסת ידיים, אצבעות, כפות הרגליים או חפצים בחלקי המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר כאשר אתה חובש על ראשך חפץ נוי נוקשה כלשהו (כגון סיכות ראש).
- אם יש בכיס המכנסים שלך חפץ קשה כלשהו (כגון טלפון סלולרי או מפתחות), הוצא אותו לפני תחילת העיסוי.
- לפני עיסוי כפות הידיים או הזרועות, יש להסיר את השעון, הטבעות וכל חפץ אחר המחובר ליד.
- אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לפציעה
- לפני שתתישב על המושב, וודא שגלגלי העיסוי נמצאים במצב המקופל.
- אם ברצונך לקום מהמושב במהלך העיסוי, יש לכבות את המכשיר קודם לכן.
- אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לתאונות או פציעות.
- כאשר אתה מושך החוצה אל התקע החשמלי, אין למשוך את הכבל החשמלי אלא להחזיק את התקע עצמו.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או לכשל כתוצאה מקצר.
- לפני הזזת המכשיר, יש לוודא שאיזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים הוחזר לעמדת המוצא שלו, על ידי דחיסתו לזווית הנכונה.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעות.
- כאשר אתה מזיז את המוצר במשיכה או דחיפה, יש להניח מתחת לרגלי המוצר שטיחונים או חפצים אחרים שיאפשרו הזזה נוחה.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום להשארת סימנים על הרצפה.
- יש להרחיק ילדים מברגי החיווך שעל מתקן השלטת הרחוק.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לכך שילדים ייפצעו או יפגעו כתוצאה מבליעה או משחק עם הברגים.
- לפני הזזת המתקן או גרירתו, יש להרחיק חפצים ומכשולים הקרובים אליו. יש להרים את משטח האיזור המיועד לעיסוי רגליים תחתונות וכפות רגליים, למצב שהוא קצת נמוך יותר מגובה המותן, ואז להזיז את המכשיר בהירות.
- אי הקפדה על כך יכולה לגרום לתאונות או פציעות, בגלל התהפכות המכשיר במהלך השימוש, יש למקם את המכשיר על משטח מאוזן וישר.
- אי הקפדה על כך יכולה לגרום לתאונות, בגלל התהפכות המכשיר אם הינך חווה סימפטום כלשהו כגון דלקת, גרד או נפיחות במהלך השימוש, יש להפסיק את פעולת המכשיר באופן מיידי ולהתייעץ עם רופא.
- ולא, אתה עלול להפגע כתוצאה מתאונה או חוסר נוחות פיזית.
- אם הינך משתמש במכשיר לאחר תקופה ארוכה שבה לא השתמשת בו, קרא שוב את הוראות ההפעלה וודא שהמכשיר פועל באופן נורמלי.
- אי הקפדה על כך יכולה לגרום לפציעות.
- אין להשתמש במכשיר ובהתקנים אחרים באותו זמן.
- אי הקפדה על כך יכולה לגרום לאי נוחות גופנית.
- יש להגן על הראש, הבטן והעור מגלגלי העיסוי, ואין להניח את הידיים או כפות הרגליים בין גלגלי העיסוי.
- אין להניח את הברכים ביאזור העיסוי של הרגל התחתונה וכף הרגל.
- אין להירדם במהלך השימוש במכשיר. אין להשתמש במכשיר לאחר שתיית אלכוהול.
- אם האוויר בשק האוויר על המושב אינו מרוקן לחלוטין, אין לעמוד או לקפוץ על המושב, או להניח עליו חפצים.
- אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לתאונות או פציעות.
- אין להניח ידיים או כפות רגליים בין המכשיר ואזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים.
- אין להניח ידיים, זרועות או את הראש בתוך התפר של איזור העיסוי של הרגליים

- התחתונות וכפות הרגליים (משענת הרגליים).
- לצורך בטיחותך, קפל את איזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים לאחר העיסוי.
- אין להניח את כפות הידיים, כפות הרגליים או הראש בין משענת הגב והכיסוי האחורי.
- אין להניח חיות מחמד על המכשיר (כולל על הכיסוי האחורי, משענת הגב או משענות הידיים).
- אין למשוך את התקע החשמלי, או לכבות את מתג ההפעלה למצב OFF במהלך העיסוי.
- אי ציות להוראות אלה עלול להוביל לפציעות.
- אין לעמוד או לשבת על הכיסוי האחורי.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעות גוף בגלל התהפכות אפשרית של המכשיר.
- אין לעמוד או לשבת על משענת הידיים.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעות גוף.
- אין לעמוד או לשבת על איזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים, או על משענות הרגליים.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לתאונות או פציעות בגלל התהפכות של משענת הרגליים, או התהפכות של המכשיר כולו.
- אם תחתית איזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים תפגע ברצפה, יתכן נזק לרצפה.
- אין לגרום או לדחוף את המכשיר לאחר שהותקן.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לנזק לרצפה.
- אין להזיז את המכשיר בשעה שאדם יושב עליו.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לתאונות או פציעות, בגלל התהפכות של המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר על גבי מכשירי חימום אחרים כגון שמיכות חשמליות.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לשריפות.
- אין להניח את השלט על המכשיר.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לנזק למכשיר.
- אין להשתמש במכשיר בחדר האמבט, או במקום רטוב אחר.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או כשל במכשיר.
- אין להתיז מים חומרים אחרים על המכשיר או על השלט של המכשיר.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או כשל במכשיר. יש להוציא את התקע החשמלי.
- לפני ניקוי או ביצוע עבודת תחזוקה למכשיר, יש להוציא את התקע החשמלי.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או פציעות.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להוציא את התקע החשמלי באופן מיידי.
- אי ציות להוראה זו עלול לגרום לתאונות או פציעות כאשר החשמל ישוב לזרם.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש להוציא את התקע החשמלי מהשקע.
- ולא, עלולות להיגרם שריפות כתוצאה מהצטברות אבק ולחות, אשר גורמים לפגיעה בבידוד החשמלי.

הוראות הארקה

- המכשיר חייב להיות מחובר לארקה, על מנת להקטין את הסיכון להתחשמלות עקב כשלי פעילות של המכשיר.
- למכשיר יש כבל חשמלי עם חיבור הארקה, ותקע חשמלי בעל פין הארקה. חובה להכניס את התקע החשמלי לשקע חשמלי תואם, אשר הותקן בצורה נכונה והוארקה בהתאמה מלאה להנחיות חברת החשמל המקומית.


אזהרה

- אם חיבור הארקה אינו מותקן כראוי, עלולה להיגרם התחשמלות. אם אינך בטוח האם הארקה מותקנת היטב, בקש מחשמלאי מקצועי לבדוק את המכשיר. גם כבמקרה שהתקע החשמלי אשר סופק עם המכשיר אינו תואם לשקע החשמלי שיש בביתך, אל תנסה להתאים אותו בעצמך אלא קרא לחשמלאי מקצועי להתקין שקע חשמלי מתאים.
- למכשיר יש תקע הכולל הארקה. הבטח שהמכשיר מחובר לשקע חשמלי התואם בצורתו לתקע החשמלי עם חיבור הארקה.
- אין לחבר את המכשיר לרב-שקע (מפצל).
- אם התקע החשמלי ניזוק, יש להחליפו בתקע ייחודי אשר ניתן להשיג אצל המשווק המורשה.

אזהרה!

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה יש להחליפו רק במעבדת השירות של חברת ד"ר גב. מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש.

חלקי הכורסה




מיקום כריות האוויר של העיסוי



התקנת כורסת העיסוי

1. לפני השימוש (עמדת ההתקנה)

כ- 200 ס"מ (2 מ')
12 ס"מ




שטיחון החלק של החלק של
משענת הרגליים המכשיר הנמצא
הנמצא במגע עם הרצפה במגע עם הרצפה

- הבטח שיש מספיק מקום עבור הטיית המכשיר למצב שכיבה.
- אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישירה, או לטמפרטורות גבוהות (לדוגמה, מול ציוד חימום). אחרת, ריפוד העור הסינתטי עלול לדהות או להתקשות.
- יש להניח שטיחון מתחת למכשיר, כדי למנוע נזק לרצפה. השטיחון צריך לכסות את כל האיזורים הבאים במגע עם הרצפה, ואת אזור משענת הרגליים אשר נוגע ברצפה (גדלי מינימום: 200 ס"מ X 90 ס"מ). ראה בציור.
- יש להתקין את המכשיר במקום קרוב לשקע חשמלי.

2. הוראות להזזת המכשיר

שיטה 1: החזק את שני הכיסויים הצדדיים והרם כלפי מעלה, לצורך הזזה.



אנא הרם את המכשיר מהכיסוי הצדדי, כיוון שתהליך ההזזה עלול להשאיר סימנים על משטח הרצפה.

* אזהרה

אין להניח את הידיים בחרץ על מנת למנוע מצב שהכיסוי הצדדי ידחף החוצה

- המכשיר כבד, ויש להרימו בזהירות על ידי שני אנשים לפחות, כדי למנוע נזק לגב.
- משקל המכשיר כ- 125 ק"ג הנח את המכשיר על הרצפה
- הנח את המכשיר לאט ובזהירות, כדי למנוע נזק לכפות הרגליים.
- אין לשחרר את משענת הרגליים עד אשר המכשיר מונח בצורה אופקית. אחרת, משענת הרגליים תקפוץ חזרה למקומה המקורי.
- אנחנו מציעים למקם משטח, כגון שטיחון, על הרצפה באופן קבוע כדי למנוע נזק לרצפה.

אזהרה


- אין לגרור או למשוך את המכשיר לאחר ההתקנה.
- כשמטפלים במכשיר, אין להחזיקו מהמסגרת.
- ולא, כשלים במכשיר או פציעות גוף עלולים להתרחש.
- אין להזיז את המכשיר על ידי משיכה ישירות על הרצפה.
- ולא, סימנים עלולים להישאר על הרצפה.
- אין להזיז את המכשיר כאשר אדם יושב עליו.
- ולא, תאונות או פציעות עלולות להיגרם כתוצאה מנפילה.
- בזמן הזזת המכשיר, אין להחזיקו מאיזור עיסוי כפות הרגליים.
- ולא, פציעות עלולות להיגרם כתוצאה מהחלקה.

שיטה 2: הזזה על ידי שימוש בפס החלקה מתחת המכשיר

אזהרה

הזזת כורסת העיסוי במשיכה או דחיפה קלה, כפי שמודגם בציור משמאל, איננה מתאימה לרצפות מעץ, כיוון שעלולים להיווצר סימנים על הרצפה.

1. לחץ על כפתור ON/OFF על מנת להחזיר את משענת הגב ומשענת הרגליים למקומותיהן.
2. הזז את מתג ההפעלה למצב "0", והוצא את התקע החשמלי מהשקע.



הנח את השלט והכבל החשמלי על המושב

פס החלקה


לאחר סיום ההתקנה, הזזת הכורסה ברחבי הבית בעזרת משיכה או דחיפה קלה

הערה: את הכורסה יש להפעיל רק עם השנאי המסופק מדגם ESPL-BYQ-CE2085-01


הרכבה

בבקשה קרא את המדריך להרכבת הכורסה לפני השימוש

1. בדוק את האיזור מסביב למכשיר ודא שאין אדם, בעל חיים או חפץ כלשהו בקירבת המכשיר



2. גלגל כלפי מעלה את הכרית האחורית, וחבר אותה באמצעות הרוכסן גלגל כלפי מעלה את הכרית האחורית, וחבר אותה אל גוף הכורסה באמצעות הרוכסן



3. וודא שאין שום חפץ זר בתפרים של המכשיר בזמן הבדיקה של איזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים, יש ללחוץ על משענת הרגליים קדימה בעזרת כפות הידיים, ולוודא שאין שום חפץ זר בתוך התפר.

אזהרה

- אין להניח את כפות הידיים, האצבעות, כפות הרגליים או הראש בתוך אזורי התפרים בין משענת הרגליים ומשטח המושב או משענות הידיים.
- לפני שמתישבים על המכשיר, יש לוודא שאין שום חפץ זר בין כל שני חלקים של המכשיר
- אין להניח בעלי חיים על המכשיר (כגון על הכיסוי האחורי, משענת הגב או משענות הידיים)

משענת גב

משטח המושב

פנים הכרית האחורית

איזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים

4. בדוק את הכבל החשמלי והתקע החשמלי

אזהרה!

- הסר לכלוך ואבק מהתקע החשמלי במרווחי זמן קבועים. אחרת, שריפות עלולות להיגרם כתוצאה מבידוד גרוע, אשר נוצר, למשל, כתוצאה מלחות. (נגב את התקע החשמלי במטלית יבשה).
- אין לגרום נזק לכבל החשמלי או לתקע החשמלי. אין לגרום נזק, לכופף בחוזקה, לפתל או למשוך את הכבל החשמלי או את התקע החשמלי, או למקם את הכבל החשמלי או התקע החשמלי בקרבת מקום למכשיר חימום, או לקשור או לחבר חפץ כבד לכבל החשמלי או לתקע החשמלי.
- כבל חשמל פגום, או תקע חשמלי פגום, עלולים לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפות. אנא פנה למרכז שירות מורשה, בשאלות לגבי דרכי תחזוקת הכבל החשמלי או התקע החשמלי.

5. הפעל את המכשיר


1. הכנס את התקע החשמלי לשקע החשמל.
2. משוך את מתג ההפעלה למצב "I".

אזהרה!

- הכנס את תקע החשמל אל השקע החשמלי עד הסוף. אחרת, התחשמלות או שריפות בגלל חימום יתר, עלולים לקרות.
- פעל לפי החוקים והתקנות לשימוש בשקעי חשמל ומכשירי חשמל, במדויק.


- השתמש במקור חשמל בעל מתח ~220 – 240V ותדר 50/60 Hz.
- (אין להשתמש במכשיר במדינה זרה, או לחבר אותו באמצעות שנאי ללא רשות). אי ציות להוראות אלה מסכן אותך בהתחשמלות, כשלים במכשיר או שריפות, בגלל חימום יתר.
- אין להכניס או להוציא את התקע החשמלי באמצעות ידיים רטובות. ולא, הינך מסתכן בהתחשמלות.

6. וודא שגלגלי העיסוי משוכים לאחור אם הם אינם משוכים לאחור, לחץ ON על מנת להחזיר אותם למצב האחורי



בדוק

7. וודא שבד הריפוד שלם, ואינו קרוע האיזור הנבדק: הבד של החלקים הנעים של גלגלי העיסוי על משענת הגב




אזהרה

- לפני השימוש, הרם את הכרית האחורית ובדוק האם חלקי הבד באיזור שעליו מצביע החץ בצויר ניוקו.
- (גם אם הבד ניוקו במקצת, הפסק את פעולת המכשיר מיידית, הוצא את התקע החשמלי ושלח את המוצר לתיקון). אם משתמשים במוצר כאשר הבד קרוע, קיימת סכנה לפציעה או להתחשמלות.


8. כוונן של הכורסה המתכווננת לפי הצורך כוונן של השלט הרחוק כיוונן שמאל-ימין


שמאל/ימין



9. כוונן האורך של איזור עיסוי הרגליים, לפי הצורך

לאדם גבוה - התאמה אוטומטית של אורך האיזור של עיסוי הרגליים, על מנת שהברכים לא יהיו באוויר כאשר התאמה האוטומטית מגיעה לאורך שבו הינך מרגיש בנוח, דרוך על הסנסור שנמצא מתחת לעקב כדי להפסיק את המנגנון.





הפעלת הכפתורים המהירים


1. כפתורים מהירים נמצאים בפנל הצדדי RH, ופעולתם מתוארת להלן:
 1. לחיצה ארוכה שניה אחת על מנת להפעיל את כורסת העיסוי. לחיצה ארוכה נוספת שניה אחת להפסיק את פעולת כורסת העיסוי.
 2. עוצמה 4D, לסובב לכיוון השעון על מנת להגביר את עוצמת 4D, ובניגוד לכיוון השעון על מנת להפחיתה.
 3. כפתור עצירה: לחץ על הכפתור, כל פעילויות העיסוי יפסיקו באופן זמני. לחץ שוב על מנת להחזיר לתוכנית העיסוי שהופסקה.
 4. חימום: לחץ על הכפתור, והחימום יופעל. לחץ שוב כדי להפסיק את החימום.
 5. Master's Choice: הכפתור המהיר לתוכנית עיסוי Master's Choice.
 6. הגבה/המנכה משענת הרגל: לחץ על החץ המצביע לכיוון מעלה, ומשענת הרגל תתרומם.
 7. הגבה/המנכה של משענת הגב: לחץ על החץ העליון, ומשענת הגב תתרומם.
 8. לחץ על החץ התחתון ומשענת הגב תונמך.
 9. הארכה/קיצור של משענת הרגל העליונה: לחץ על החץ השמאלי, ומשענת הרגל תתארך. לחץ על החץ הימני, ומשענת הרגל תתקצר.
 10. הארכה/קיצור של משענת הרגל התחתונה: לחץ על החץ השמאלי, ומשענת הרגל תתארך. לחץ על החץ הימני, ומשענת הרגל תתקצר.

מדריך להפעלת המכשיר


1. אנא שים לב למידע בהמשך, בעת השימוש במוצר:
 1. חבר את התקע החשמלי אל השקע, הפעל את המתג למצב "I".
 2. לחץ על כפתור [הפעל] בחלק העליון של ה-RH, על מנת להביא את כורסת העיסוי למצב פעולה ON.
 3. לחץ על כפתור [הפעל] על מנת לכבות את כורסת העיסוי לאחר סיום העיסוי.
2. גליל העיסוי, משענת הרגליים ומשענת הגב יחזרו בחזרה למיקומם הראשוני. העבר את המתג למצב "O" והוצא את התקע החשמלי מהשקע.

2. תוכנית עיסוי מומלצת:


1. תוכנית עיסוי מומלצת - סמל 1: בחירת המומחים, Sensei, טיפול בעמוד השידרה ובמפרקים. גע בסמל זה כדי להמשיך לתוכנית העיסוי.
2. משתמש ידני - סמל 2: הסבר מהיר לפעולות כורסת העיסוי.
3. במסך הבא - סמל 3: גע בחץ על מנת להמשיך למסך הבא.



4. קביעת הגדרות – סמל 4: מאפשר למשתמש לקבוע את ההגדרות עבורו, כגון שפה, בהירות, עוצמת קול ומצב שינה. לאחר שההגדרות נקבעו, יש לגעת בכפתור LH העליון על מנת לחזור חזרה למסך הראשי.



3. תפריט ראשי



1. מונקציות זמנות בתפריט הראשי – סמל 1: אוטומטי, מותאם, מתקדם, מועדפים.
2. גע בסמל החץ – סמל 2 כדי לחזור חזרה למסך הראשי.
3. תוכנית אוטומטית: כאשר נוגעים בסמל, המסך ישתנה ל-[תוכנית אוטומטית].
[Auto Program]




4. תוכנית עיסוי אקסקלוסיבית: Master's Coice, Sensei, טיפול במפרקים, טיפול בעמוד השדרה.
5. תוכנית עיסוי Office-Pro, The Athlete, Text-Neck, CosyComfort, The Traveller, Shop N Relax.
6. תוכנית עיסוי Origin: Balinese, Chinese, Thai.
7. תוכנית עיסוי Benefit: עיסוי רקמות עמוק, סירקולציה, Power Boost, Shape N Tone, Restore, Beauty Treat.
8. תוכנית עיסוי Scenery: AM Routine, Re-energize, Sweet Dream.
9. מועדפים: מבוחר תוכניות עיסוי מועדפות לבחירה עצמית.
10. גע בסמל 7, תוכנית העיסוי תעצר באופן זמני. גע שוב על מנת להחמשיך את העיסוי.
11. גע בסמל 8 על מנת לחזור לסטטוס עיסוי.

4. סטטוס עיסוי



הסמלים במסך סטטוס עיסוי הם: 1. סטטוס, 2. וויסות עוצמה, 3. התאמת המושב, 4. תאורה היקפית, 5. חזרה למסך הראשי.


1. לאחר תוכנית כלשהי הופעלה, לפני תחילת העיסוי, המכשיר יתחיל לבצע מיפוי גוף. **הערה:** יש לשבת בתנוחה הנכונה כפי שנראה במסך, על מנת למנוע שגיאות במיפוי או חוסר דיוק.




2. לאחר שבוצע המיפוי, המסך יראה "בדיקת כתפיים" ("Shoulder Detect") אשר מאפשרת למשתמש לכוונן מחדש אם הוא חש שיש צורך בהתאמה נוספת של מיקום הכתפיים, כדי לשפר את תחושת העיסוי. המשתמש יכול לגעת בסמל 1 [UP] או בסמל 2 [DOWN] על מנת לכוון, או לגעת בסמל 3 [✓] על מנת לאשר את הבחירה. **הערה:** תוכנית העיסוי תתחיל באופן אוטומטי, אם לא התקבל שום סימן אחר בתוך 10 שניות.




3. כאשר תהליך המיפוי מזהה שגיאה, כתוצאה מתנוחת ישיבה לא נכונה, או כאשר המשתמש אינו יושב על הכורסה, יקפוץ החלון הבא. אנא תקן את תנוחתך, וזאע בסמל [Scan] (סרוק) על מנת לבצע מיפוי גוף חדש.



4. תוכנית העיסוי תחיל לאחר השלמת המיסוי, ויופיע המסך המציג את סטטוס העיסוי. בהמשך ניתן לראות את הפונקציות האפשריות במסך זה.
5. 4D – סמל 1: געב "–" על מנת להפחית את עוצמת 4D, או ב "4" על מנת להגביר את עוצמת 4D.
6. Warm – סמל 2: גע על מנת להפעיל את החימום על גליל העיסוי ובאיזור הברכיים. גע שוב על מנת לכבות את החימום.
7. גליל רגליים [Foot Roller] – סמל 3: על מנת להפעיל את הפונקציה של הגליל לאיזור כפות הרגליים, לחץ על סמל זה. לחיצה נוספת תכבה את הפונקציה הזו.
8. מועדפים [Favorites] – סמל 4: מאפשר למשתמש לשמור את התוכניות האוטומטיות המועדפות עליו. המשתמש יכול להינות מייד מהתוכנית המועדפת עליו לאחר השמירה.
- הערה: על מנת למחוק תוכנית מהמועדפים, יש לגעת בסמל המועדפים באיזור הראשית שלו.
9. ניתן לראות את המיקום הנוכחי של העיסוי וסטטוס העיסוי על ידי נגיעה בציור הגוף, או הנקודה שמתחתיו – סמל 5.




5. כונון העוצמה




1. הפונקציות האפשריות בכונון העוצמה: עוצמת ה-4D, עוצמת הלחיצה, מהירות הטפיחות, עוצמת האוויר.
2. 4D - סמל 1: גע ב-" על מנת להפחית את עוצמת ה-4D, או ב-"+" על מנת להגביר את עוצמת ה-4D.
3. עוצמת הלחיצות [Kneading strength] - סמל 2: גע בסמל על מנת לבחור את מידת העוצמה, רמה 1 עד רמה 5.
4. מהירות הטפיחות [Tapping Speed] - סמל 3: גע בסמל על מנת לבחור את מידת המהירות, רמה 1 עד רמה 5.
5. עוצמת האוויר [Air Intensity] - סמל 4: גע בסמל על מנת לבחור את מידת העוצמה, רמה 1 עד רמה 5.

6. כונון המושב




1. הפונקציות הזמינות בכונון המושב, Zero G, החזר, הנמך
2. אפס כח משיכה [Zero Gravity] - סמל 1: כונון הזווית של אפס כח משיכה
3. החזר/ הנמך - [Restore] / [Recline] - סמלים 2, 3: כונון זווית הכורסה
4. הרם/ הורד משענת גב - [Backrest Incline/ Recline] - סמל 4
5. הארכה/ קיצור של משענת הרגליים העליונה - [Upper footrest Extend / Retract] - סמל 5
6. הרמה/ הורדה של משענת הרגליים - [Footrest Incline/ Recline] - סמל 6
7. הארכה/ קיצור של משענת הרגליים התחתונה - [Lower footrest Extend / Retract] - סמל 7




1. תאורה היקפית [ON/OFF] – סמל 1: כאשר מופעל, בלחיצה על [Wave] אור ידלק. תאורה שונה תופעל בתוכניות עיסוי שונות.
2. Wave – סמל 2: Master's Choice, The Traveller, Chinese, Shape N Tome
3. Energy – סמל 3: De-stress, OfficePro, Thai
4. Relax – סמל 4: Text-Neck, Balinese, עיסוי רקמות עמוק
5. Rainbow – סמל 5: טיפול בעמוד השידרה, Shop N Relax, Circulation
6. Foggy – סמל 6: CosyComfort, Beauty Treat, Sweet Dream
7. Breath – סמל 7: טיפול במפרקים, Restore, Re-energize
8. Wake Up – סמל 8: The Athlete, Power Boost, AM Routine

8. לפי דרישה

1. לפי דרישה: צוואר וכתפיים, מתניים, ירכיים, כפות ידיים, שוקים, חימום. המשתמש יכול לבחור עיסוי לפי רצונו וליצור תוכנית, ואז ללחוץ על הכפתור כדי להתחיל את העיסוי.




9. מתקדם
1. מתקדם (ידני)
 2. הפונקציות האפשריות הן [בסיסי], [אוויר], [מיוחד]. ניתן להשתמש בכל אחת מהן בנפרד או לשלב אותן כתוכנית עיסוי.
 3. פונקציות אפשריות בתוכנית [בסיסי]: הן: לחיצות, שיאצו, שוודי, טפיחות, מחיאות, גלגול. רוחב, נקודתי, חלקי, גוף שלם, אוויר, כלפי מעלה, וכלפי מטה.
 4. פונקציות אפשריות בתוכנית [מיוחד]: הן: גליל רגליים, עמוד שדרה מותני, טיפול ברכים, כתפיים 4D.
4. סמלי [עצור]-ו- [חזור]




לאחר העיסוי

1. החלק את איזור העיסוי של הרגליים בחזרה למקומו המקורי.



2. הרחק את כפות רגליך מאיזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים לצורך בטיחותך, יש חובה לדחוף פנימה את משענת הרגליים לאחר השימוש.



- צורת הדחיפה של איזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים:
- וודא שישן חפצים באיזור שאליו נכנסת משענת הרגליים.
 - הזז באיטיות את רגליך מאיזור העיסוי של הרגליים התחתונות וכפות הרגליים.
 - גע בסמל שמצביע על קיפול משענת הרגליים, על מנת לגרום למשענת הרגליים להיכנס פנימה למקומה המקורי.

אזהרה חמורה!

- יש למנוע מילדים להשתמש במכשיר, לשחק עליו או לטפס עליו או על כל חלק שלו, כולל החלק התחתון של עיסוי הרגליים, משטח המושב, משענת הגב או משענות הידיים.
 - 3. אי ציות להוראה זו עלול לגרום לתאונות או לפציעות.
- הכנס את השלט הרחוק בחזרה לתוך המחזיק של השלט הרחוק

4. כבה את המכשיר

1. כבה את כפתור ההפעלה
2. משוך את התקע החשמלי מתוך השקע

אזהרה חמורה!

- לאחר השימוש בכל פעם, יש להעביר את מתג ההפעלה למצב "0", ולמשוך את התקע החשמלי החוצה.
- אחרת, תאונות ופציעות כתוצאה ממשצק של הילדים עלולות לקרות.

הפעלת הטיימר

- העיסוי יסתיים באופן אוטומטי לאחר תום הזמן המוקצב.
- איזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים יונמך באופן אוטומטי
- גלגלי העיסוי ינועו למיקומם האחורי
- משענת הגב לא תתרומם באופן אוטומטי.
- אם מסך המגע היה כבוי, יש ללחוץ על כפתור ON/OFF, ואז משענת הגב ומשענת הרגליים יתרוממו.

על מנת לעצור את העיסוי באמצע התוכנית

- לחץ על כפתור ההפעלה
- איזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים יונמך באופן אוטומטי, וגלגלי העיסוי ינועו אחורה למיקומם המקורי.
- לאחר שגלגלי העיסוי נעו אחורה, משענת הגב תתרומם.

אם הינך מרגיש משהו בלתי רגיל, לא נורמלי

- לחץ על כפתור ההפעלה
- כל תנועות המכשיר ייפסקו באופן מיידי
- בד בהירות מכורסת העיסוי, על מנת למנוע התהפכות של הכורסה.

ניקיון ותחזוקה

ניקוי עור סיתי

- נגב את העור הסינתטי בעזרת מטלית רכה ויבשה.
- אין לנקות את המוצר בעזרת חומרים כימיים כגון טינר, דלק או אלכוהול.
- כאשר משתמשים במוצר לתחזוקת עור (מטלית ניקוי) אשר ניתן לקנות בחנויות, יש לפעול על פי הוראות השימוש.
- אם העור הסינתטי מלוכלך מאוד, יש לנגב אותו בשיטה הבאה:
 1. שים מטלית רכה בתוך מים או בדטרגנט ניטרלי בריכוז 3% - 5% בתוך מים חמימים, הוצא אותה וסחט.
 2. נגב את משטח העור הסינתטי עם המטלית הרכה.
 3. נגב את שאריות הדטרגנט בעזרת מטלית אשר הוטבלה במים ונסחטה.
 4. נגב שוב עם מטלית רכה סחוחה.
 5. הנח לעור הסינתטי להתייבש באוויר.
- אם קשה להסיר כתמים מהעור הסינתטי, יש לטבול חתיכה של melamine foam אשר ניתן לקנות בחנויות, בתוך דטרגנט ניטרלי, ולהשתמש בה כדי לנגב את המוצר.
- אין ליבש את הכורסה במייבש שיער.
- משטח העור הסינתטי עשוי לקבל כתמי צבע צבועים, לפיכך יש לנקוט זהירות כאשר מנגבים את המוצר בבד ג'ינס או במטלית צבעונית.
- שמור על המוצר ממגע למשך זמן ארוך עם חומרים פלסטיים, כדי למנוע דהיייה של הצבע.
- עור סינתטי עשוי לשנות את צבעו, ולכן אם שערך צבוע יש לכסות את משענת הראש שבאה במגע עם השיער במגבת.

ניקוי של חלקי הפלסטיק

1. טבול מטלית רכה במים או בסבון ניטרלי בתוך מים חמימים. סחט אותה ונגב בעזרתה את חלקי הפלסטיק.
- אין לנקות את המכשיר בחומרים כימיים חריפים כגון טינר, בנזין או אלכוהול.
2. נגב בעזרת מטלית אשר הושרתה במים נקיים ונסחטה היטב.
- סחט את המטלית היטב לפני ניקוי השלט.
3. הנח לחלקי הפלסטיק להתייבש באוויר החדר.

שאלות ותשובות

ש: האם אנשים המגיעים לאשפוז בבית חולים לעיתים תכופות יכולים להשתמש במכשיר?

ת: אנשים אלה צריכים להתייעץ עם הרופאים שלהם, לפני שישתמשו במכשיר. עיסוי מכונה גם "ממריץ באמצעות מגע ולחץ". הלחץ על השרירים מיועד להפיג את המתחושות שבהם, ומזרז את תנועת הדם. במחלות מסוימות, המצב עלול להחמיר בעקבות עיסוי. לכן, יש להתייעץ עם הרופאים הרלבנטיים לפני שמשתמשים במוצר.

ש: האם יש מגבלות לגבי הגובה של המשתמש במוצר?

ת: מגבלת הגובה משתנה בהתאם לאופי הגוף של המשתמש. ראה את ההנחיות בהמשך לצורך שימוש במוצר.
אם אדם הנמוך מ-1.45 מטר, או גבוה מ-1.85 מטר מפעיל בו זמנית את פונקציות העיסוי של חלק הגוף העליון ושל הרגליים התחתונות וכפות הרגליים, סביר להניח שהעיסוי לא יפעל היטב על כפות הרגליים (אם הוא נמוך), או שברכיו יהיו מאוד מכופפות (אם הוא גבוה).
עבור אדם גבוה אשר ברכיו כפופות מדי:
יש לבחור שיטה A או B, בהמשך:
A. הטח את משענת הגב והנמך את איזור העיסוי של הרגליים התחתונות, או B. בצע עיסוי על כל אחד מחלקי הגוף בנפרד.
עבור אדם נמוך שרגליו אינן מגיעות לאיזור העיסוי של כפות הרגליים:
יש לבחור שיטה A או B, בהמשך:
A. הרם את משענת הגב, והרם את איזור עיסוי הרגל התחתונה וכפות הרגליים.
B. בצע עיסוי על כל אחד מחלקי הגוף בנפרד.

ש: האם יש דברים מיוחדים שצריך לשים אליהם לב במהלך ההזזה של המכשיר?

ת: שים לב לנושאים הבאים במהלך הזזת המכשיר:
לצורך נוחות, במהלך הזזת המכשיר יש להטות את משענת הגב למצבה הנמוך ביותר.
במהלך הזזת המכשיר אין לשבת על המוצר.
1. לחץ על כפתור ההפעלה של המוצר ON
2. לחץ על הכפתור על מנת שמשענת הגב תוטה עד הסוף.
3. לחץ על הכפתור עד אשר גם משענת הגב וגם משענת הרגליים יעצרו.
כבה את מתג הפעולה ומשוך את התקע החשמלי.

• אם אין ברשותך הקופסה המקורית שבה הגיע המכשיר, שים לב שהכבל החשמלי אינו נכרך סביב המכשיר, קפל אותו והנח על משטח המושב. כאשר מזיזים את המכשיר, יש לשים לב שהכבל החשמלי לא יפול מהמושב ויגרר על הארץ.

• אם הקופסה המקורית שבה הגיע המכשיר נמצאת ברשותך, יש לשמור את כל חומרי האריזה ולעטוף בהם את המכשיר, על מנת למנוע טלטול ושריטות במהלך ההעברה.

ש: היכן נמצא המספר הסידורי של המכשיר?

ת: המספר נמצא בגב של גוף הכורסה

ש: מה לעשות אם איני מרגיש חמימות בברכיים?

ת: [חימום ברך] רק הכד באיזור אצבעות הרגליים מחמם.

קרב את אצבעות הרגליים לאיזור המחמם. כשאזור עיסוי הברך מתרומם, החלק שמחמם מגתיע קרוב יותר לברך, וגורם להרגשה חמימה. יש אפשרות לכסות את הברכים בשמיכה כדי להתחמם יותר.

ש: אני שם לב שהמכשיר משמיע רעשים בזמן השימוש.

ת: הרעשים נוצרים במנגנון של המכשיר.

ש: האם ייתכן שגלגלי העיסוי פועלים בעוצמות עיסוי שונות?

ת: תופעה זו נוצרת כנראה בגלל מבנה המנגנון של המכשיר.

על מנת לקבל את העיסוי בעל ההשפעה המיטבית ביותר, המוצר תוכנן בצורה כזו שתאפשר עיסוי של הגב לסירוגין על ידי גלגל עיסוי שמאלי וגלגל עיסוי ימני. במהלך העיסוי, ייתכן שגלגלי העיסוי יהיו ממוקמים בנקודות שונות במקצת על הגב, וזו הסיבה שאתה מרגיש את חוסר השוויון ביניהם. זהו אינו כשל במכשיר.

ש: הכח של לחיצת כריות האוויר (acupressure) חזק מדי.

ת: יש לכוון את עצמת כרית האוויר ל, "1" באמצעות כפתור כרית האוויר. ניתן גם להנמיך את איזור העיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים, על מנת להפחית את הלחץ על כפות הרגליים.

ש: כמה חשמל צורך המכשיר לחודש?

ת: בהנחה שאתה משתמש בעיסוי במשך 30 דקות ביום (פעמיים 15 דקות), צריכת החשמל תהיה בערך 2.5 קילוואט שעה לחודש.

איתור תקלות

<p>אם קרתה תקלה, בדוק ונסה לטפל על פי המתואר בהמשך. אם התקלה לא נפתרה לאחר מכן, צור קשר עם החנות שממנה קנית את המוצר.</p>	
תקלה	גורם והצעה לפיתרון
גלגלי העיסוי הפסיקו לפעול במהלם השימוש (המכשיר מצפצף, וכל הסמלים והכפתורים על מסך השליטה מהבהבים ואז נכבים)	מסיבות בטיחותיות, גלגלי העיסוי מפסיקים לפעול כאשר מופעל עליהם כח חיצוני חזק מדי במהלך השימוש. אם כל הסימנים והכפתורים על מסך השליטה מתחילים להבהב, זהו סימן לכך שמהו חריג ולא תקין. במקרה זה, כבה את מתג ההפעלה, והפעל מחדש לאחר כ- 10 שניות. אם גלגלי העיסוי מפסיקים לפעול שוב, יש לכוונן את תנוחת הישיבה ולא להישען על משענת הגב כלל. (משתמשים, בפרט אלה ששוקלים יותר מ- 100 ק"ג, צריכים לנקוט באמצעי זהירות מתאימים).
הכורסה לא נשכבת, או משענת הרגליים לא מתרוממת או מונמכת. (המכשיר מצפצף, התאורה על מסך השליטה נכבית, והכורסה מפסיקה לפעול)	מסיבות בטיחותיות, המוצר מפסיק לפעול אם נוצרת הפרעה או מופעל כח חזק מדי. אם כל התצוגה והכפתורים מהבהבים, ומענת הגב או משענת הרגליים הפסיקו לפעול, יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו מחדש לאחר כ- 10 שניות, ולבדוק האם הוא עובד היטב.
גלגלי העיסוי לא מגיעים לכתפיים או לצוואר	אם הראש לא נמצא במגע עם משענת הראש, או הגב לא במגע עם משענת הגב, מיקום הכתפיים בשלב של סריקת הגוף ייצא נמוך מדי מאשר מיקום הכתפיים במציאות. יש לשבת עמוק יותר בכורסה, להישען עם הגב והראש ולהפעיל את המכשיר.
גלגלי העיסוי מימין ומשמאל הם בעלי גבהים שונים (או עוצמות שונות)	זהו אינו כשל, אלא תופעה נורמלית, כיוון שהכורסה מצוידת במנגנון עיסוי המאפשר עיסוי לסירוגין של גלגלי העיסוי על הגב.
המוצר לא פועל כלל. • עיסוי של החלק העליון של הגוף (הצוואר עד המותניים) • עיסוי של הרגל התחתונה וכפות הרגליים	• כבל החשמל אינו מחובר • מתג ההפעלה אינו מופעל למצב ON • לא נבחרה תוכנית על מסך השליטה, לאחר הפעלת המכשיר
אין תחושת חימום גם בגלגלי העיסוי וגם באיזור העיסוי של הברך	• כפתור החימום של הגב והברכיים מכוון ל- OFF • [חימום ברכיים] רק הבד באיזור אצבעות הרגליים מחמם. קרב את אצבעות הרגליים לאיזור המחמם. כשאיזור עיסוי הברך מתרומם, החלק שמחמם מגיע קרוב יותר לברך, וגורם להרגשה חמימה. יש אפשרות לכסות את הברכים בשמיכה כדי להתחמם יותר.
המכשיר לא מתקרר, גם אם מבטלים את הפונקציה של Dual-temperature	• בגלל מבנה גוף החימום, המכשיר עדיין ירגיש חם למשך זמן קצר לאחר החימום, בגלל חום שיורר. • אם חלק מסויים בגוף עובר עיסוי למשך זמן ארוך, גם לאחר שהפונקציה של החימום מופסקת, אתה תרגיש חום רב יותר.
גוף החימום אינו מחמם, גם אם הפונקציה של חימום הגב והברכיים מופעלת	• החימום לא עובד בנפרד מהעיסוי, כש שאם העיסוי עצמו של הגב והברכיים לא מופעל, גוף החימום לא יתחמם.
כבל החשמל או התקע החשמלי מתחממים באופן בלתי רגיל	על מנת למנוע תאונות, יש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה
אם כל הפתרונות שלמעלה לא עוזרים בטיפול בתקלה, אנא בדוק את תעודת האחריות שקיבלת, וצור קשר עם מרכז השירות.	

הרעשים והתחושות שתחושו במהלך השימוש במוצר

- אתה תשמע, או תחוה רעשים ותחושות כאשר שתשתמש במוצר.
- זוהי תופעה נורמלית, אשר נובעת ממנגנון המכשיר.
- צליל כאשר עיסוי חלקי הכורסה שנפתחו נמשכים חזרה למקומם.
- צליל ותחושה כאשר גלגלי העיסוי משפשים את המרקם של הבד.
- צליל של התנועות כגון לחיצות וטפיחות.
- צליל של חיכוך של גלגלי העיסוי המסתובבים.
- צליל של תנועות למעלה ולמטה.
- צליל של המסוע.
- צליל של מנוע.
- צליל של גלגלי העיסוי שנלחצים כאשר הם מתחילים להימתח.
- צליל כאשר אדם מתישב על המושב.
- צליל חיכוך בין משענות היד לבין כרית הגב, כאשר משענת הגב נשכבת או מתרוממת.
- צליל של חיכוך בין גלגלי העיסוי והבד.
- צליל של משאבת האוויר במהלך העיסוי על ידי כריות האוויר.
- צליל מתמשך של ססתום האוויר בתחתית הכורסה במהלך עיסוי על ידי כריות האוויר.
- צליל דגדג משענת הרגליים.

- צליל כאשר הכתפיים מתמתחות או נעות.
- צליל מתמשך של כריות האוויר.
- צליל החלקה של איזור עיסוי כפות הרגליים.
- צליל חיכוך בין כרית הגב והעור בכיסוי האחורי, כאשר משענת הגב נשכבת או מתרוממת.

אם הצליל חזק מאוד, ייתכן גם שהמכשיר התקלקל.

- במקרה זה, פנה למרכז שירות מורשה לצורך בדיקת המכשיר ותיקונו.

אזהרה!

- אין לנסות לפרק או לתקן את המכשיר ללא קבלת אישור.
- אחרת, יש סכנה לשריפות, תנועות בלתי רצויות או פציעות גוף.
- במקרה של תופעה בלתי רגילה, או כשל, הפסק את המכשיר באופן מיידי ומשוך החוצה את התקע החשמלי, על מנת להמנע מעשן, שריפות או התחשמלות.
- <דוגמאות לתופעות בלתי רגילות וכשלים>
- המכשיר לא פועל גם לאחר שמתג ההפעלה הועבר למצב ON
- לאחר הזזת הכבל החשמלי, המכשיר פועל באופן בלתי רציף, לסירוגין.
- בעת השימוש, המכשיר יוצר ריח שרוף או צלילים לא רגילים.
- המכשיר שינה צורה, או נוצר חום בלתי רגיל.
- אם הינך נתקל בתופעה בלתי רגילה או כשל, פנה באופן מיידי למרכז שירות מוסמך לצורך בדיקת המכשיר ותיקונו.

מפרט	תיאור
AC 220-240V~, 50/60Hz	אספקת חשמל
200W (בערך 0.3W כאשר מסך השליטה במצב OFF)	צריכת חשמל
בערך 1.35 מטר	טווח העיסוי (בכיוון מעלה-מטה)
גלגלי העיסוי (כולל רוחב גלגל העיסוי) במהלך שימוש במכשיר גלגלי העיסוי (כולל רוחב גלגל העיסוי) במהלך גלגול על הגב ותנועה מעלה-מטה: בערך 5 ס"מ עד 19 ס"מ.	טווח העיסוי (בכיוון שמאל-ימין)
כמות גלגלי העיסוי הכולטים (עוצמה ניתנת לכיוונון: בערך 12 ס"מ	טווח העיסוי (בכיוון אחורה-קדימה)
לחיצות: בערך 19-36 פעמים בדקה טפיחות: בערך 242-720 פעמים בדקה (צד אחד) מהירות התנועה: בערך 2.5-3.5 ס"מ לשנייה	מהירות העיסוי
משענת הגב: בערך 128-154 מעלות משענת הרגליים: בערך 4-86 מעלות	זווית הנמכת המשענת
בערך 15 דקות	כיבוי אוטומטי
בערך 158 ס"מ / 84 ס"מ / 121 ס"מ	כאשר במצב זקוף גובה / רוחב / אורך
בערך 196 ס"מ / 84 ס"מ / 105 ס"מ	כאשר במצב שוכב בערך 196 ס"מ X 84 ס"מ X 105 ס"מ
בערך 125 קילוגרם	משקל
אריזה ב- 2 קופסאות קרטון משענת גב: 158X85X100 ס"מ משענת רגליים: 57X49X60 ס"מ	אריזה ב- 3 קופסאות קרטון משענת גב: 146X77X100 ס"מ כיסוי צדדי: 127X37X66 ס"מ משענת רגליים: 57X49X60 ס"מ
אריזה ב- 2 קופסאות קרטון בערך 144 קילוגרם	משקל (כולל קופסת האריזה) (גובהארוחבאורך)
בערך 120 קילוגרם	משקל מירבי של המשתמש

אם המשתמש שוקל מעל 100 ק"ג, ייתכן שהמכשיר יצור רעש גדול יותר, והריפוד יתבלה מהר יותר.

שירות לקוחות ומענה ע"י נציגי שרות לקוחות:

טל. 03-9533111

דואר אלקטרוני: sherut@dr-gav.co.il

www.dr-gav.co.il