

## הוראות בטיחות חשובות

בשימוש במוצרים חשמליים, תמיד יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל הפעולות הבאות:

- קראו את כל ההוראות לפני השימוש**  
**סכנה - כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות:**
- תמיד נתק את המכשיר מהשקע החשמלי מיד עם סיום השימוש ולפני הניקוי.
  - אל תיגע במכשיר שנפל למים. נתק מהחשמל מיידית.
  - אין להשתמש בעת רחצה או במקלחת.
  - אל תשים או תאחסן את המכשיר במקום שבו הוא יכול ליפול או להימשך לאמבט או לכיור. אל תשים אותו או תפיל אותו למים או לכל נוזל אחר.

## אזהרה - להקטנת סכנת כוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה:

- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. נתק מהשקע החשמלי כשהמכשיר אינו בשימוש ולפני הרכבה או פירוק של חלקים או תוספים.
- יש צורך בהשגחה צמודה בעת שימוש במכשיר על/ליד ילדים, בעלי מומים או נכים.
- השתמש במכשיר רק למטרה שלה הוא יועד כמתואר במדריך זה. אין להשתמש בתוספים שאינם מומלצים על ידי חברת ד"ר גב, כלומר בתוספים שלא מצורפים למוצר.
- לעולם אל תפעיל מכשיר זה אם יש לו חוט או תקע פגומים, אם הוא לא עובד כראוי או אם הוא הופל או ניוק או הופל למים. החזר למעבדת השירות של חברת ד"ר גב לבדיקה ותיקון.
- הקפד להרחיק את הכבל ממשטחים מתחממים.
- לעולם אל תפיל או תכניס עצמים לתוך פתחי המכשיר.
- אל תפעיל במקום שבו נעשה שימוש במוצרי תרסיס או במיכל חמצן.
- אל תפעיל מתחת לשמיכה או כרית. חימום יתר יכול

- לקרות ולגרום לשריפה, הלם חשמלי או פציעה.
- אל תישא את המכשיר מכבל החשמל ואל תשתמש בכבל החשמל כידית.
- כדי לנתק, העבר את כל הבקרים למצב הכבוי ("off") לאחר מכן הסר את התקע מהשקע.
- אין להשתמש מחוץ לבית.
- לעולם אל תפעיל את המכשיר כשפתחי האוויר חסומים. ודא שפתחי האוויר נקיים ממון, שיער וכו'.
- לעולם אל תפעיל את המכשיר על משטח רך כגון מיטה או ספה, שעלול לחסום את פתחי האוויר.
- השתמש במשטחים המחוממים בזהירות. עלול לגרום לכוויה קשה. אין להשתמש באזורים של עור רגיש או באזורים של מחזור דם חלש. שימוש ללא השגחה בחימום על ידי ילדים או אנשים בעלי מוגבלויות עלול להיות מסוכן.

## שמור הוראות אלה

- זהירות** - אנא קרא את כל ההוראות בזהירות לפני הפעלת המכשיר.
- מוצר זה לא נועד לשימוש רפואי.
  - היוועץ עם הרופא שלך לפני השימוש במוצר זה אם:
    - את בהיריון
    - יש לך קוצב לב
    - יש לך חששות בנוגע לבריאותך
  - לא מומלץ לשימוש חולי סוכרת.
  - לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה, במיוחד בנוכחות ילדים.
  - אין להשתמש במוצר זה במשך יותר מ-15 דקות ברצף.
  - שימוש ממושך עלול להוביל לחימום יתר של המוצר ולקצר את חייו המוצר. במקרה של חימום יתר, הפסק את השימוש והנח למוצר להתקרר לפני שימוש חוזר.
  - לעולם אל תשתמש במכשיר זה ישירות באזורים נפוחים או מודלקים או על פריחה בעור.
  - אין להשתמש במוצר זה בתחליף לפנייה לגורם רפואי.
  - אין להשתמש במוצר זה לפני השינה. לעיסוי יש השפעה

- מעוררת שעלולה לעכב הירדמות.
- לעולם אל תשתמש במוצר זה במיטה.
- השימוש במוצר זה אסור לאדם הסובל מבעיה רפואית המגבילה את יכולתו לתפעל את כפתורי המוצר או לאדם שתחושתו בחלק התחתון של גופו מוגבלת.
- השימוש במוצר זה אסור לילדים ולבעלי מוגבלויות ללא השגחת מבוגר.
- לעולם אל תשתמש במוצר זה במכונית.

### אזהרה!

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה יש להחליפו רק במעבדת השירות של חברת ד"ר גב.  
 פני המכשיר חמים, אנשים שאינם רגישים לחום חייבים להיזהר בשימוש במכשיר.  
 מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.  
 ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

### הערה:

את המכשיר יש להפעיל רק עם השנאי המסופק  
 מדגם YJ5042D 1203000G

## תחזוקה אחסון

נתק את המכשיר מהשקע החשמלי ותן לו להתקרר, ואז אחסן אותו בקופסה שלו או במקום נקי ויבש. לפף את חוט החשמל והדק אותו באמצעות אמצעי הסגר המצורף. אל תתלה את המוצר מחוט החשמל.

## ניקוי

- נקה רק באמצעות ספוג רך ולח במקצת. לעולם אל תתן למים או לנוזלים אחרים לבוא במגע עם המוצר.
- אל תטבול את המוצר באף נוזל כדי לנקות אותו.
  - לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי מחוספסים, במברשות, בניזן, קרוסין, מבריק זכוכית / ריהוט או מדלל צבע לניקוי המוצר.

## אחריות מוגבלת לשנה!

מצ"ב תעודת אחריות מחב' ד"ר גב.  
 תעודת אחריות זו למוצר הומדיקס אינה מכסה נזק שנגרם על ידי שימוש לא ראוי או שימוש פגוע, תאונה, הצמדה של אביזר כלשהו שאינו מורשה או הכנסת שינויים במוצר. כל שירותי התיקון של מוצר זה חייבים להתבצע ע"י מעבדת השירות של ד"ר גב.

שירות לקוחות בטל. 03-9533111  
 דואר אלקטרוני: drgav@dr-gav.co.il



איור 1

העיניים או בקרבתן או באזורים רגישים.  
 7. הפעלה של יותר מ-15 דקות אינה מומלצת ועלולה לגרום לחימום יתר.  
 8. עם תום העיסוי, כבה את המוצר, נקט אותו מהחשמל, הנח לו להתקרר ואחסן אותו במקום יבש.

### החלפת תוספים

המעסה שלך מגיע עם 6 ראשים להתאמה אישית למוצר. כדי להחליף לראש אחר, פשוט הסר במשיכה את הראש המחובר למוצר והדק את הראש הרצוי במקומו.



### הערה: לבטיחותך המכשיר יכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות.

### הוראות שימוש

1. תמיד ודא שבקרי המוצר במצב כבוי ("OFF") לפני הכנסת התקע לשקע חשמלי במתח 220 וולט.
2. **זהירות:** הטיפול במוצר זה צריך להתבצע רק על ידי אנשי שירות מורשים של חברת ד"ר אגב.
3. **הערה:** המוצר כבה אוטומטית תוך 15 דקות למען בטיחותך.
4. כדי להפעיל את המוצר, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה (POWER) הממוקם בראש הידית. פעולה זו תפעיל את המוצר במצב החלש ביותר. כדי להגביר את עוצמת העיסוי, המשך ללחוץ על לחצן ההפעלה (POWER) עד שתגיע לעוצמה הרצויה. כדי לכבות את המוצר, המשך ללחוץ על לחצן ההפעלה (POWER) עד מעבר להגדרת העוצמה החזקה ביותר. כך יתאפס מחזור העוצמה והמוצר יכבה (איור 1).
5. כדי להפעיל את פונקציית החימום, לחץ על לחצן החימום (HEAT) הממוקם מתחת ללחצן ההפעלה על הידית (איור 1). כדי לבטל את פונקציית החימום, לחץ על לחצן החימום (HEAT) בשנית.
6. כדי לעבור לפונקציית הקירור, לחץ על לחצן הקירור (COLD H) הממוקם מתחת ללחצן ההפעלה על הידית (איור 1). כדי לבטל את פונקציית הקירור, לחץ על לחצן הקירור (COLD H) בשנית.
7. **הערה:** פונקציית הקירור והחימום פועלות באופן מיטבי כשהתוספים אינם מחוברים והבליטות המתכתיות חשופות.
8. **הערה:** אין להשתמש בחימום/קירור במשך יותר מ-15 דקות ברצף. אל תשתמש בחימום/קירור אם יש לך עור רגיש, לחץ דם נמוך, אזורים עם פיגמנטציה, התנפחות, כוויה, דלקת או אם ישנם פריחה או פצעים. החימום/קירור אמורים להיות נעימים ונוחים. במידה שהם גורמים לכאב או אי-נוחות, הפסק את השימוש והיוועץ ברופא שלך.
9. לחץ בעדינות את ראש העיסוי על האזור שברצונך לעסות.
10. הזז את המוצר לאט-לאט, באזור הרצוי. עסה את האזור במשך זמן קצר ועבור לאזור אחר. לעולם אל תעסה את אותה נקודה במשך למעלה מ-3 דקות. זהירות – כפי שצוין בסעיף "הוראות בטיחות חשובות" במדריך זה, לעולם אל תשתמש במכשיר על